

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – PEG & SPK-Verbandset Nr. 1



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Das PEG & SPK -Set ist ein komplettes Verbandwechsel-Set für die Wundversorgung einer perkutanen endoskopisch-kontrollierten Gastrostomie.

The PEG & SPK-set is a complete dressing change set for wound treatment of percutaneous endoscopically controlled gastrostomy.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung.

For external wound treatment.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – PEG & SPK-Verbandset Nr. 1 steril / sterile

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Pack.-Inhalt/Content | Art.Nr./REF | EAN | PZN | Pack/VE |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|---------|
| PEG & SPK-Verbandset Nr.1/ PEG & SPK dressing change set No. 1 | 15 Sets | 55000 | 4046153015009 | 11015996 | 8 |

Inhalt:

Content:

2x Vlies-Schlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach / Non-woven slit swabs 7,5 x 7,5 cm, 4-ply

2x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach / Non-woven swabs 7,5 x 7,5 cm, 4-ply

1x Elastisches Fixiervlies 12 x 15 cm / Elastic fixation fleece 12 x 15 cm

Verpackt in:

Packed in:

Einzel steril verpackt / Single sterile packing

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Direction 93/42/EEC

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylendioxid / Ethylene oxide

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de